

Моноклональное Антитело Против Ift88 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13099

Артикул: CM0003869

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий IFT88, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально для изучения биогенеза первичных ресничек и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFT88 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	DAF19; TG737; TTC10; hTg737; D13S1056E; IFT88
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8100
GeneID	8100
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 534-833 человеческого IFT88. (NP_783195.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13099
Молекулярная масса белка	93 кДа
Доставка	В пакете со льдом