

Поликлональное Антитело Против Ift88 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q13099

Артикул: CM0013206

введение

Кроличье поликлональное антитело IFT88, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA; реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований цилий и аутофагии. (SWISS: Q13099)

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IFT88 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DAF19; TG737; TTC10; hTg737; D13S1056E; IFT88
Вид	Человек
GenelD (Человек)	8100
GenelD	8100
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 534-833 белка IFT88 человека (NP_783195.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13099
Молекулярная масса белка	93 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом