


## Поликлональное Антитело Против Igf1 Для Вб - P05019

Артикул: CM0020987



### введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому IGF1 (инсулиноподобному фактору роста I) для Вестерн-блота. Реагирует с мышью и крысой. Подходит для изучения сигналинга факторов роста, апоптоза и развития.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Спецификация                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | IGF1 кроличье поликлональное антитело                                                                                   |
| Примечания/Алиасы         | IGF; MGF; IGF-I; IGF-II; IGF1                                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                                 |
| GeneID (человек)          | 3479                                                                                                                    |
| GeneID                    | 3479                                                                                                                    |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 65-165 человеческого IGF1 (NP_000609.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                  |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                 |
| Применение                | ВБ (Вестерн-блот)                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Мышь, Крыса                                                                                                             |
| SWISS                     | P05019                                                                                                                  |
| Молекулярная масса белка  | 22 кДа                                                                                                                  |
| Доставка                  | Холодовая упаковка                                                                                                      |