

Анти-Igf1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Парафин), Ифа - P05019

Артикул: CM0017281



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого IGF1 (инсулиноподобного фактора роста 1), валидированная для Вестерн-блоттинга, ИГХ (Парафин) и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным IGF1. Идеально подходит для исследований сигнальных путей факторов роста, метаболизма и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IGF1 кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	IGF; MGF; IGF-I; IGF-II; IGF1
Вид	Человек
Идентификатор гена (GeneID)	3479
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 50-150 человеческого IGF1 (NP_000609.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ (Парафин), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P05019
Молекулярный вес белка	22 кДа
Доставка	В ледяном пакете