

## Анти-Igf1 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, IHC-P, Elisa - P05019

Артикул: CM0017250



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого IGF1 для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Применимо в исследованиях сигнальных путей факторов роста, метаболизма и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

| Спецификации продукта     | Детали                                                                                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | IGF1 кроличий pAb                                                                                                                               |
| Примечания/Псевдоним      | IGF; MGF; IGF1; IGF-I; IGF1                                                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                         |
| GeneID (человек)          | 3479                                                                                                                                            |
| GeneID                    | 3479                                                                                                                                            |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид   Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого IGF1 (NP_000609.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                          |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                         |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                            |
| SWISS                     | P05019                                                                                                                                          |
| Молекулярный вес белка    | 22кДа                                                                                                                                           |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                  |