

Кроличья Поликлональная Антитела Против Igf1R Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P08069

Артикул: CM0018374



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий IGF1R (CD221/IGFIR). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Подходят для изучения передачи сигналов IGF, биологии рака и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] IGF1R Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	IGFR; CD221; IGFIR; JTK13; 1R
Вид	Человек
GeneID	3480
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1201-1367 человеческого IGF1R (NP_000866.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08069
Молекулярная масса белка	155 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом