


Кроличья Поликлональная Антитело Против Igf2 Для If/Icc - P01344

Артикул: CM0023642



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого IGF2, подходит для IF/ICC. Перекрестно реагирует с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований внутриутробного роста, метаболизма глюкозы и дифференцировки тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	IGF2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	IGF2; C11orf43; GRDF; IGF-II; PP9974; инсулиноподобный фактор роста 2
Вид	Человек
ID гена (человек)	3481
ID гена	3481
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 70-180 человеческого IGF2 (P01344).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01344
Молекулярная масса белка	20 кДа/26 кДа
Доставка	Холодильный пакет