


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Igf2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P01344

Артикул: CM0021502



введение

Поликлональное антитело кролика к IGF2, валидированное для применений WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA, с перекрёстной реактивностью с образцами человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген обеспечивает надёжное выявление инсулиноподобного фактора роста II в исследованиях внутриутробного роста, метаболизма и дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IGF2 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	GRDF; SRS3; IGF-II; PP9974; C11orf43; IGF2
Вид	Человек
GeneID (человек)	3481
GeneID	3481
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25–180 человеческого IGF2 (NP_000603.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P01344
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом