


Моноклональное Антитело Anti-Igf2Bp2/Imp2 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y6M1

Артикул: CM0004970



введение

Кроличье моноклональное антитело Anti-IGF2BP2/IMP2 для WB, IHC-P, IP, ELISA. Реагирует с человеческим IGF2BP2/IMP2 (66/62 кДа), РНК-связывающим белком, регулирующим стабильность и транспорт мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IGF2BP2/IMP2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10644
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 500-595 человеческого IGF2BP2/IMP2 (NP_001007226.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y6M1
Молекулярный вес белка	66 кДа/62 кДа
Доставка	Сумка со льдом