


Поликлональное Антитело К Igf2Bp2/Imp2 Для If/Icc, Elisa - Q9Y6M1

Артикул: CM0013165



введение

Это кроличье поликлональное антитело нацелено на человеческий IGF2BP2/IMP2 (также известный как IMP-2, VICKZ2), валидировано для IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Изучайте его функцию в транспорте мРНК и контроле трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IGF2BP2/IMP2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
Вид	Человек
GeneID	10644 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 500-599 человеческого IGF2BP2/IMP2 (NP_006539.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6M1
Молекулярная масса белка	66 кДа
Доставка	В сумке со льдом