


Поликлональные Антитела К Igf2Bp2/Imp2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6M1

Артикул: CM0026239



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к IGF2BP2/IMP2, ключевому РНК-связывающему белку, участвующему в транспорте и стабильности мРНК. Валидированы для методов WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагируют с белками человека и мыши. Идеально подходят для исследований в области онкологии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к IGF2BP2/IMP2
Примечания/Синонимы	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	10644
GeneID	10644
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 500-599 IGF2BP2/IMP2 человека (NP_006539.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9Y6M1
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом