

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Igf2Bp2/Imp2 Для Wb, If, Elisa — Q9Y6M1

Артикул: CM0022859



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому IGF2BP2/IMP2. Проверено для вестерн-блота, иммунофлуоресценции и ELISA. Проявляет перекрестную реактивность с мышиными и крысиными гомологами. Направлено на белок размером ~66 кДа, участвующий в стабилизации и транспорте мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье пАб к IGF2BP2/IMP2
Примечания/алиасы	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
Вид	Человек
GeneID	10644
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 330-599 человеческого IGF2BP2/IMP2 (NP_006539.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6M1
Молекулярная масса белка	66 кДа
Доставка	Холодовой пакет