


Поликлональные Антитела Против Igf2Br3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ип (Ip), Ифа (Elisa) - 000425

Артикул: CM0029972



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого IGF2BP3, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для исследований РНК-связывающих белков в онкологии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IGF2BP3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3, IGF2BP3
Вид	Человек
GeneID	10643 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-579 человеческого IGF2BP3 (NP_006538.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	000425
Молекулярный вес белка	64 кДа
Доставка	С ледяным пакетом