


Кроличье Моноклональное Антитело Против Igf2Br3/Imp3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунопреципитации (Ip), Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах (If-P), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Elisa - O00425

Артикул: CM0006563



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого IGF2BP3/IMP3, валидированное для WB, IP, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований рака и РНК-связывающих белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против IGF2BP3/IMP3
Примечания/Альтернативные названия	KOC; CT98; IMP3; KOC1; IMP-3; VICKZ3; IGF2BP3/IMP3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10643
GeneID	10643
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-579 человеческого IGF2BP3/IMP3 (NP_006538.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00425
Молекулярная масса белка	64 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом