


Поликлональные Антитела К Igfals Для Wb, Elisa - P35858

Артикул: CM0013889



введение

Кроличы поликлональные антитела к IGFALS человека, валидированные для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. IGFALS, секретируемый плазменный белок, регулирует биодоступность IGF путем формирования тройных комплексов. Идеально подходит для изучения белковых взаимодействий и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы pAb к IGFALS
Примечания/Синонимы	ALS; ACLSD; IGFALS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3483
GeneID	3483
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 396-605 IGFALS человека (NP_004961.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P35858
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом