

Моноклональное Антитело Против Igfbp1 Для Wb, Elisa - P08833

Артикул: CM0002865



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого IGFBP1, подходящее для вестерн-блоттинга и ИФА. IGFBP1 регулирует биодоступность IGF и миграцию клеток; полезно для исследований факторов роста и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IGFBP1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	AFBP, IBP1, PP12, IGF-BP25, hIGFBP-1, IGFBP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3484
GeneID	3484
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 160-259 человеческого IGFBP1 (P08833).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08833
Молекулярный вес белка	28кДа
Доставка	Сумка со льдом