

Кроличье Поликлональное Антитело Против Igfbp1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P08833

Артикул: CM0017045



введение

IGFBP1 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, нацеленное на инсулиноподобный фактор роста-связывающий белок 1 человека, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований сигнальных путей IGF, клеточной миграции и регуляции апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IGFBP1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	AFBP; IBP1; PP12; IGF-BP25; hIGFBP-1; IGFBP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3484
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150-250 белка IGFBP1 человека (NP_000587.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08833
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом