


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Igfbp2 Для Wb И Elisa — P18065

Артикул: CM0018020



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого IGFBP2 для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Распознаёт белок массой около 35 кДа. Идеально подходит для изучения пролиферации, дифференцировки и миграции, опосредованных IGF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против IGFBP2
Примечания/псевдонимы	IBP2; IGF-BP53; IGFBP2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3485
Идентификатор гена	3485
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100–200 человеческого IGFBP2 (NP_000588.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P18065
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом