


Анти-Igfbp3 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P17936

Артикул: CM0016439



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого IGFBP3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает полосу 32 кДа и перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения сигнальных путей IGF и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IGFBP3 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	IBP3; BP-53; IGFBP3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3486
ID гена	3486
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 100-200 человеческого IGFBP3 (NP_000589.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17936
Молекулярный вес белка	32kDa
Доставка	Сумка со льдом