

Кроличье Поликлональное Антитело Против Igfbp3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P47878

Артикул: CM0029803

введение

Кроличье поликлональное антитело против мышиногo IGFBP3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует мышиный и крысиный IGFBP3. Подходит для исследований апоптоза и сигналинга IGF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IGFBP3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IGFBP-3; IGgfbp3
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3486
GeneID	16009
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-292 мышиногo IGFBP3 (NP_032369.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P47878
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	В пакете со льдом