

Кроличыи Поликлональные Антитела К Igfbp4 Для Вб, Ифа - P22692

Артикул: CM0015630



введение

Кроличыи поликлональные антитела к IGFBP4, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Подходят для изучения биодоступности IGF и регуляции роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IGFBP4 Rabbit pAb
Примечания / Альтернативные названия	BP-4; IBP4; IGFBP-4; HT29-IGFBP; IGFBP4
Вид	Человек
ID гена (человек)	3487
ID гена	3487
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 178-258 человеческого IGFBP4 (NP_001543.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P22692
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	С холодоэлементом