

Кроличья Поликлональная Антитела Против Igfbp4 - P22692

Артикул: CM0020386



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого IGFBP4, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Обнаруживают IGFBP4 в образцах человека, мыши и крысы. Подходят для изучения IGF-сигналинга и регуляции роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IGFBP4 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	BP-4; IBP4; IGFBP-4; HT29-IGFBP; IGFBP4
Вид	Человек
ID гена	3487
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-258 человеческого IGFBP4 (NP_001543.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22692
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом