


Кроличье Моноклональное Антитело К Igfbp7 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q16270

Артикул: CM0010195



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого IGFBP7 (Q16270). Валидировано для методов Western blot, IF/ICC и ELISA; обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным белками. Идеально подходит для исследований ангиогенеза, клеточной адгезии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к IGFBP7
Примечания/Синонимы	AGM; PSF; TAF; FSTL2; IBP-7; MAC25; IGFBP-7; RAMSVPS; IGFBP-7v; IGFBPRP1; IGFBP7
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3490
Идентификатор гена	3490
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого IGFBP7 (Q16270).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16270
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом