

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Igfbp7 Для Wb, Elisa — Q16270

Артикул: CM0016916



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого IGFBP7, валидированное для WB и ELISA. Распознаёт IGFBP7 мыши и крысы. Идеально подходит для изучения связывания инсулиноподобного фактора роста, клеточной адгезии и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	IGFBP7 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	AGM; PSF; TAF; FSTL2; IBP-7; MAC25; IGFBP-7; RAMSVPS; IGFBP-7v; IGFBPRP1; IGFBP7
Вид	Человек
GeneID (человек)	3490
GeneID	3490
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27–282 человеческого IGFBP7 (NP_001544.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q16270
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом