

Кроличья Поликлональная Антитело Против Igfbpl1 Для Вб, Ифа - Q8Wx77

Артикул: CM0023200



введение

Кроличья поликлональная антитела, нацеленная на человеческий IGFBPL1 (IGFBP-rP4). Валидирована для использования в ВБ и ИФА; перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для изучения IGF-сигналикации и опухолевой супрессии. 29 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IGFBPL1 Кроличья пАб
Примечания/Синонимы	IGFBPRP4; IGFBP-RP4; bA113O24.1; IGFBPL1
Вид	Человек
ID гена	347252
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 150-250 человеческого IGFBPL1 (NP_001007564.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WX77
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Холодильный пакет