


Кроличья Поликлональная Антитело Против Igα1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Проточной Цитометрии (Fc) И Ифа (Elisa) - P01876

Артикул: CM0027429



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого IGHA1 (константная область тяжелой цепи IgA1). Валидировано для WB, FC, ELISA; подходит для исследований иммуноглобулинов и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IGHA1 кролика pAb
Примечания/Псевдоним	IgA1; IGHAI
Вид	Человек
GenelD (Человек)	3493
GenelD	3493
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 122-353 человеческого IGHA1 (P01876)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01876
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом