


Кроличья Моноклональная Антитела Против Ighd Для Wb, Ihc-P, Elisa — P01880

Артикул: CM0002304



введение

Кроличья моноклональная антитела против IGHD, валидированная для WB, IHC-P, ELISA. Направлена против постоянной дельта-цепи тяжелой цепи иммуноглобулина человека (P01880) для исследований В-клеток и гуморального иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IGHD Rabbit mAb
Вид	Человек
GeneID (человек)	3495
GeneID	3495
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого IGHD (P01880).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01880
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Айс-бокс