


Антитела Кролика Против Ighmbp2 (Поликлональные) Для Wb, Ihc-P, Elisa - P38935

Артикул: CM0020902



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого IGHMBP2, валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований РНК-хеликаз, биогенеза рибосом и нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IGHMBP2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	HCSA; HMN6; CATF1; CMT2S; SMARD1; SMUBP2; ZFAND7; IGHMBP2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3508
ID гена	3508
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 540-720 человеческого IGHMBP2 (NP_002171.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P38935
Молекулярный вес белка	109 кДа
Доставка	Сумка со льдом