

Кроличье Поликлональное Антитело Против Igsf3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O75054

Артикул: CM0016289

введение

Данное кроличье поликлональное антитело против человеческого IGSF3 (EWI-3) валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для изучения экспрессии члена суперсемейства иммуноглобулинов 3 в тканях плаценты, почки и легких.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IGSF3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	V8; LCDD; EWI-3; IGSF3
Вид	Человек
ID гена	3321
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350-562 человеческого IGSF3 (NP_001007238.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75054
Молекулярная масса белка	135 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике