

Кроличья Поликлональная Антитела Против Igsf6 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - O95976

Артикул: CM0017204

введение

Кроличьи поликлональные антитела против IGSF6, валидированные для Вестерн-блоттинга и ELISA. Реагируют с белком человека, мыши, крысы. Рекомбинантный белковый иммуноген, охватывающий аминокислоты 1-241. Подходят для иммунологических исследований белка DORA/IGSF6.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	IGSF6 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	DORA; IGSF6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10261
ID гена	10261
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-241 белка IGSF6 человека (NP_005840.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95976
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике