

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Ihh Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q14623

Артикул: CM0024884



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против ИНН (белок Indian hedgehog), подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Полезны для исследований исследований развития костей и хрящей, клеточной сигнализации и смежных областей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ИНН кролик rAb
Примечания/Псевдоним	BDA1; HHG2; ИНН
Вид	Человек
ID гена	3549
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 202-411 человеческого ИНН (NP_002172.2))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14623
Молекулярный вес белка	45кДа
Доставка	Сумка со льдом