


Поликлональные Антитела К Ik Для Wb, Elisa - Q13123

Артикул: CM0014967



введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку IK человека (Red/RER). Подходят для вестерн-блоттинга и ELISA, обладают перекрестной реактивностью с мышами и крысами. Идеально подходят для исследований сплайсосомы и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IK Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	RED; RER; CSA2; IK
Вид	Человек
ID гена (человек)	3550
ID гена	3550
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 IK человека (NP_006074.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13123
Молекулярная масса белка	66 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет