

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Икароса Для Вб, Ифа - Q13422

Артикул: CM0024698



введение

Анти-Ikaros кроличьи поликлональные антитела (Q13422), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА на человеке. Нацелены на транскрипционный фактор Икарос, участвующий в дифференцировке лимфоцитов и эритроидных клеток. Идеально подходят для исследований иммунодетекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ikaros кроличьи ппА
Примечания/Алиасы	IK1; LYF1; LyF-1; CVID13; IKAROS; PPP1R92; PRO0758; ZNFN1A1; Hs.54452; Ikaros
Вид	Человек
GeneID (человек)	10320
GeneID	10320
Иммуноген	Рекомбинантный белок Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот в участке 296–457 Икароса человека (NP_006051.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13422
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом