


Кроличыи Поликлональные Антитела K Ikaros Для Wb - Q13422

Артикул: CM0022475



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому Ikaros (IKZF1), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA, ChIP. Перекрестно реагируют с мышами и крысами. Идеально подходят для исследований гемопоэтической дифференцировки и развития лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к Ikaros
Примечания/Синонимы	IK1; LYF1; LyF-1; CVID13; IKAROS; PPP1R92; PRO0758; ZNFN1A1; Hs.54452; Ikaros
Вид	Человек
GeneID (человек)	10320
GeneID	10320
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-270 человеческого Ikaros (NP_001207694.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13422
Молекулярная масса белка	58 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом