

Моноклональное Антитело Против IκBα Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (IHC-P), Ифа (Elisa) - P25963

Артикул: CM0002901



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого IκBα (альфа-ингибитор NF-карра-В). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Предполагаемая молекулярная масса 36 кДа. Идеально подходит для изучения сигнального пути NF-κB.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IκBα Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; IκBα
Вид	Человек
GeneID (человек)	4792
GeneID	4792
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25963
Масса белка	36 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент