

Поликлональное Антитело Против IκBα Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P25963

Артикул: CM0013236



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело (pAb) против IκBα, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает эндогенный ингибитор альфа NF-карра-В в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследования пути NF-κВ и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против IκBα
Примечания/Альтернативные названия	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; IκBα
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4792
ID гена	4792
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 166-265 человеческого IκBα (NP_065390.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25963
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом