

Поликлональные Антитела Против IκBα Для Вб, Ип, Ифа - P25963

Артикул: CM0016911



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому IκBα (ингибитор альфа NF-карра-В), подходящие для ВБ, ИП, ИФА. Перекрестно реагируют с мышиными и крысиными белками. Идеально подходят для исследования сигнализации NF-κB, воспаления и иммунных ответов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IκBα кроличьи пАт
Примечания/алиасы	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; IκBα
Вид	Человек
GeneID (человек)	4792
GeneID	4792
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 201-300 человеческого IκBα (NP_065390.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P25963
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Холодовой пакет