

Поликлональное Антитело Anti-Ikbip Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q70Uq0

Артикул: CM0028787

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на IKBIP (ингибитор киназы ядерного фактора каппа-B-взаимодействующий белок), проапоптотический фактор, регулируемый p53. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IKBIP Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IKIP; IKBIP
Вид	Человек
GeneID (человек)	121457
GeneID	121457
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 115-350 белка IKBIP человека (NP_963906.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q70UQ0
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	В пакете со льдом