

## Поликлональное Антитело Против Ikbkap Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - 095163

Артикул: CM0018009



### введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против IKBKAP, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА, с реактивностью к белкам человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения элонгаторного комплекса, модификации тРНК и исследований нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | IKBKAP Кролик pAb                                                                                                                       |
| Примечания/Альтернативные названия | FD; DYS; IKAP; IKI3; TOT1; IKBKAP                                                                                                       |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                 |
| GeneID (Человек)                   | 8518                                                                                                                                    |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1093-1332 белка IKBKAP человека (NP_003631.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                  |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                 |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)                                  |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                    |
| SWISS                              | 095163                                                                                                                                  |
| Молекулярная масса белка           | 150 кДа                                                                                                                                 |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                       |