


## Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Ikk Beta Для Wb, Ip, If/Icc, Elisa — O14920

Артикул: CM0008520



### введение

Высокоспецифичное рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого IKK beta. Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для исследований сигнального пути NF-κB и воспаления.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье МАб против IKK beta                                                                                                            |
| Примечания/синонимы       | IKK2, IKKB, IKK-2, IMD15, IMD15A, IMD15B, NFKB1KB, IKK-beta                                                                             |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                 |
| GeneID                    | 3551                                                                                                                                    |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 261–411 человеческого IKK beta (NP_001547.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                  |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                 |
| Применение                | WB, IP, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                                 |
| SWISS                     | O14920                                                                                                                                  |
| Молекулярная масса белка  | 29–87 кДа                                                                                                                               |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                          |