

Поликлональное Антитело Против Ikka Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — O15111

Артикул: CM0022893



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого IKK α , выявляющее полосу размером около 85 кДа. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения канонического и неканонического путей NF- κ B.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к IKK α
Примечания/синонимы	BPS2; IKK1; IKK α ; IKK β ; TCF16; NFKB1A; IKK-alpha; IKK α
Вид	Человек
GeneID (человек)	1147
GeneID	1147
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 600-700 человеческого IKK α (NP_001269.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональное
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O15111
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом