

Антитело Кролика Поликлональное Против Ikkε (Ikbke) Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q14164

Артикул: CM0013026

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого ИККε (IKBKE), подходящее для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии и ИФА. Обнаруживает человеческий, мышинный и крысиный ИККε. Необходимый инструмент для изучения врожденного иммунитета и воспалительной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ИККε кролик rAb
Примечания/Псевдоним	ИККЕ; IKKI; IKK-E; IKK-i; ИККε
Вид	Человек
GeneID (человек)	9641
GeneID	9641
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 495-716 человеческого ИККε (NP_054721.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14164
Молекулярный вес белка	80кДа
Доставка	Сумка со льдом