

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Ikkε (Ikbke) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q14164

Артикул: CM0018577

введение

Поликлональное кроличье антитело к IKKε (IKBKE), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает эндогенный IKKε в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для изучения противовирусного иммунитета и сигнальных путей воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к IKKε
Примечания/синонимы	IKKε; IKK1; IKK-E; IKK-ι; IKKε
Вид	Человек
GeneID (человек)	9641
GeneID	9641
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 497-716 человеческого IKKε (NP_054721.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14164
Молекулярная масса белка	80 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом