

Анти-Ikкє Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q14164

Артикул: CM0010916

введение

Кроличий моноклональный антитело против IKкє (IKBкє), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Распознает N-концевые аминокислоты 1-100 человеческого IKкє (Q14164). Идеально подходит для изучения противовирусного врожденного иммунитета и воспалительных сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IKкє кроличий mAb
Примечания/Псевдоним	IKкє; IKK1; IKK-E; IKK- γ ; IKкє
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9641
GeneID	9641
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14164
Молекулярный вес белка	80кДа
Доставка	Сумка-холодильник