


Поликлональная Антитело Кролика Против Ikkγ Для Вб, Игг-Т, Иф/Мкк, Ифа — Q9Y6K9

Артикул: CM0015157



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против IKKγ (NEMO), валидированное для применения в ВБ, ИГГ-Т, ИФ/МКК и ИФА при работе с образцами человека, мыши и крысы. Необходимый реагент для исследований сигналинга NF-карра-В и комплекса IKK.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против IKKγ
Примечания/алиасы	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; IKKγ
Вид	Человек
ID гена	8517
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 250–390 человеческого IKKγ (NP_003630.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-Т, ИФ/МКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y6K9
Молекулярная масса белка	48 кДа/56 кДа/37 кДа
Доставка	С холодоэлементом