


Кроличья Поликлональная Антитела Против Ikky Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Elisa - Q9Y6K9

Артикул: CM0013944



введение

Кроличьи поликлональные антитела против IKKγ (NEMO), валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ELISA. Распознают человеческий и мышиный NF-kappa-B essential modulator для исследований в области воспалительной сигнализации и изучения заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] IKKγ Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; Ky
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8517
GeneID	8517
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-419 человеческого IKKγ (NP_003630.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y6K9
Молекулярная масса белка	48 кДа/56 кДа/37 кДа
Доставка	В пакете со льдом