


## Кроличья Поликлональная Антитела Anti-Ikk $\beta$ Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - O14920

Артикул: CM0023125



### введение

Кроличьи поликлональные антитела IKK $\beta$  — это поликлональные антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA на образцах человека и мыши. Они нацелены на киназу IKK $\beta$ , необходимую для провоспалительной передачи сигналов NF- $\kappa$ B.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Характеристика                                                                                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличьи поликлональные антитела IKK $\beta$ (pAb)                                                                              |
| Примечания/Альтернативные названия | IKK2, IKKB, IMD15, IMD15A, IMD15B, NFKB1KB, IKK-beta, IKK $\beta$                                                               |
| Вид                                | Человек                                                                                                                         |
| ID гена (Человек)                  | 3551                                                                                                                            |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 400-669 белка IKK $\beta$ человека (NP_001547.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                          |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                         |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA                                                      |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь                                                                                                                   |
| SWISS                              | O14920                                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка           | 29-87 кДа                                                                                                                       |
| Условия доставки                   | В сумке со льдом                                                                                                                |