

Моноклональное Антитело К Anti-Ikzf3 Для Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ukt9

Артикул: CM0009986

введение

Моноклональное антитело к Anti-IKZF3, валидированное для WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Реагирует с IKZF3 человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген. Необходимо для исследований дифференцировки лимфоцитов, развития В-клеток и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IKZF3 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	AIO; IMD84; AIOLOS; ZNFN1A3; IKZF3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	22806
ID гена	22806
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 400-509 человеческого IKZF3 (Q9UKT9).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKT9
Молекулярный вес белка	58 кДа
Доставка	Сумка со льдом