

Кроличья Моноклональная Антитела К Ikzf3 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — Q9Ukt9

Артикул: CM0006863

введение

Кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий IKZF3 (Айолос), для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Реагирует с человеческим и крысиным белком. Идеально подходит для исследований дифференцировки лимфоцитов и биологии В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IKZF3 кроличья моноклональная антитела
Примечания/алиасы	AIO; IMD84; AIOLOS; ZNFN1A3; IKZF3
Вид	Человек
ID гена (человек)	22806
ID гена	22806
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-100 человеческого IKZF3 (Q9UKT9).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9UKT9
Молекулярная масса белка	58кДа
Доставка	Хладоэлемент