

Анти-Ikzf3 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukt9

Артикул: CM0026196

введение

Поликлональные антитела кролика против IKZF3 (Aiolos), валидированные для WB, IF/ICC и ELISA в образцах человека и мыши. Играют ключевую роль в дифференцировке В-клеток и регуляции апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	IKZF3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	AIO; IMD84; AIOLOS; ZNFN1A3; IKZF3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	22806
GeneID	22806
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 280-450 человеческого IKZF3 (NP_036613.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UKT9
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка со льдом